

DETERGENT MED KOMPLEKSDANNERE TIL BÆKNER OG KOLBER

Anios LB 300

KONCENTRERET RENGØRINGSMIDDEL TIL BÆKKENSKYLLERE

- Alkalisk detergent
- Dispergering af calcium salte
- Kan anvendes i alle typer vand
- Kompleksdannende effekt
- Indeholder ikke EDTA og NTA
- Fosfatfri



PRODUKTEGENSKABER

- Klar till svagt gul væske
- pH i koncentrat* ved +20°C: ca. 13.3
- pH ved 0.1*% opløsning ca. 11.1
- pH ved 0.3*% opløsning ca. 11.5
- Densitet (koncentreret produkt) ved +20°C: 1.096 g/ml
- Konduktivitet ved 0.1% - 0.3%: 275 - 755 µS/cm
- Viskositet (koncentreret) produkt) : 3 mPa.s

*pH-værdimålinger under driftsforhold - altid ved hjælp af et pH-meter med temperaturkompensation.

FORPAKNING OG ORDREINFORMATION

PRODUKT	ANTAL/FORPAKNING	ARTIKELNUMMER
Anios LB 300	4 x 5 liter dunk	3104500



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Forhandles af:
ECOLAB APS.
Høffdingsvej 36.
DK 2500. Valby
Danmark

ANVENDELSESOMRÅDE

Produkt indeholder kompleksdannende calciumcarbonat til medium hårdt vand (optimalt). Forhindrer kalkaflejringer på udstyret og enheden. Kompatibel med urinflasker, bækner, glas, rustfrit stål og plast.

BRUGSANVISNING

Koncentreret middel til professionel brug. Dosering i henhold til vaskeprogrammet og vandets hårdhed (1 til 3 ml / liter).

INDEHOLDER

Alkalisk middel med kompleksdannere

OPBEVARING


Farligt. Respekter forholdsregler ved brug (i forhold til europæiske gældende regler om klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: mellem + 5°C og + 25°C.

CERTIFIKATER

På forespørgsel sender vi gerne certifikater

MEDICINSK UDSTYR, ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs venligst label og produkt information



UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL
ANVENDELSE

ECOLAB[®]

www.ecolab.dk